



L'auto-prélèvement vaginal est indiqué

- Chez la femme enceinte
- Pour la recherche par PCR de *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae* et *Mycoplasma genitalium*

Noter nom, prénom, date de naissance sur le flacon à bouchon rose.

Ni traitement, ni toilette intime avant l'auto-prélèvement.

Pas de recueil pendant les règles

ATTENTION si contrôle après traitement demander conseil au laboratoire pour le délai à respecter

- 1- Sortir l'écouvillon ESWAB de son sachet sans toucher la mousse ni la partie sous le trait rouge.



- 2- Tenir l'écouvillon d'une main en dirigeant la mousse vers soi (figure 2).
- 3- Avec l'autre main, écarter les grandes lèvres et insérer l'écouvillon dans le vagin (figure 3), en effectuant une légère rotation.
- 4- S'assurer que l'écouvillon touche bien les parois vaginales et effectuer une rotation pendant 10 à 15 secondes.
- 5- Retirer l'écouvillon sans toucher la peau.
- 6- Dévisser le bouchon rose du tube et plonger l'écouvillon dans le liquide (qui est un conservateur).
- 7- Casser l'écouvillon au niveau du trait rouge, en le laissant dans le liquide et revisser le bouchon.
- 8- Rapporter rapidement l'écouvillon au laboratoire dans la pochette plastique.

Cet écouvillon, conservé à T° ambiante, doit être acheminé au laboratoire dans les 24 heures.

Remplir le questionnaire

Nom : _____ Prénom : _____ Date de naissance : _____
 Date de recueil : _____ Heure de recueil : _____
 Grossesse en cours : OUI NON
 Contrôle après traitement d'une PCR positive (attendre au moins 4 semaines) : OUI NON