

MATERIEL

Il existe différents types d'écouvillon et milieu de transport en fonction du site à prélever et de la recherche à effectuer.

Les écouvillons de prélèvements, à embout floqué avec fibres de nylon, sont fournis, sur demande, par votre laboratoire ALLIANCE ANABIO.

ECOUVILLONS ESWAB avec milieu de transport AMIES



Bouchon ROSE = prélèvements vaginaux, cutanés, ORL



Bouchon ORANGE = prélèvements urétraux



Bouchon BLEU = prélèvements nasopharyngés

INDICATIONS

- ⇒ bactériologie classique (bactéries aérobies, anaérobies, y compris gonocoque)
- ⇒ mycologie
- ⇒ recherche de mycoplasmes
- ⇒ recherche par PCR de *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae* et *Mycoplasma genitalium*
- ⇒ recherche par PCR de *Bordetella pertussis*

CONSERVATION

- ⇒ 48h à température ambiante sauf pour *Neisseria gonorrhoeae* 24h

ECOUVILLONS avec milieu de transport UTM



Bouchon ROUGE : pour recherche d'herpes

INDICATIONS

- ⇒ recherche par PCR d'Herpes simplex virus 1 et 2

CONSERVATION

⇒ 48h, impérativement réfrigéré

REALISATION DU PRELEVEMENT

- ⇒ Ecouillonner le site à prélever.
- ⇒ Introduire l'écouvillon dans le tube, le casser en le pliant. Fermer le tube.
- ⇒ Identifier le tube et remplir la fiche de transmission de prélèvement fournie avec les écouillons, indiquer la date et l'heure de prélèvement ainsi que la localisation et les renseignements cliniques utiles.



Notes pour les prélèvements vaginaux :

- ✓ Prélever au niveau de l'endocol et des culs de sacs vaginaux avec le même écouvillon.
- ✓ Chez la femme enceinte, l'auto-prélèvement est validé pour toutes les recherches.
- ✓ En dehors de la grossesse, l'auto-prélèvement n'est validé que pour la recherche spécifique par PCR de *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae* et *Mycoplasma genitalium*.

Notes pour la recherche par PCR de *C trachomatis*, *N gonorrhoeae* et *M genitalium* :

- ✓ Chez la femme, privilégier la recherche sur prélèvement vaginal.
- ✓ Chez l'homme, privilégier la recherche sur 1^{er} jet urinaire.

Notes pour la recherche de coqueluche :

- ✓ Effectuer la recherche si le patient tousse depuis moins de 3 semaines et s'il est vacciné depuis plus de 3 ans (ou si son statut vaccinal est inconnu).
- ✓ Insérer l'écouvillon dans la narine le plus loin possible parallèlement au palais et le retirer délicatement en imprimant un léger mouvement rotatif. Recommencer ce geste dans l'autre narine avec le même écouvillon.



Note pour la recherche d'herpès :

- ✓ Bien frotter le plancher des lésions vésiculeuses